


样品名称: B5520 Bn-PEG5-丙酸

=====
 采集操作者 : 系统 序列行 : 2
 样品操作者 : 系统
 采集仪器 : HPLC 位置 : 32
 进样日期 : 2023/10/23 14:46:53 进样次数 : 1
 进样量 : 3.000 µl

采集方法 : D:\数据\其他\20231023\20231023-1 2023-10-23 12-08-22\CBZ-AEEA-3 (AB).M
 上次更改 : 2023/9/2 9:12:46 : 系统
 分析方法 : D:\数据\其他\20231023\20231023-1 2023-10-23 12-08-22\B5520.M (序列方法)
 上次更改 : 2023/10/23 15:40:01 : 系统



=====
 面积百分比报告
 =====

排序 : 信号
 乘积因子 : 1.0000
 稀释因子 : 1.0000
 内标中不使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 C, Sig=210,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	2.533	BB	0.1219	7.43189	9.43847e-1	0.0474
2	5.923	BB	0.1230	219.65990	27.55499	1.4001
3	8.920	BB	0.1736	2.41432	1.74279e-1	0.0154
4	11.226	BB	0.1116	1.63097	2.07617e-1	0.0104
5	12.523	BB	0.1492	4.55112	4.45565e-1	0.0290
6	13.139	BB	0.1640	2.45605	1.96223e-1	0.0157
7	13.561	HH	0.1012	1.41774	2.08937e-1	9.036e-3
8	13.912	BH	0.0861	8.49135	1.45433	0.0541
9	14.055	HH	0.1159	63.66913	8.25980	0.4058
10	14.259	HH	0.0782	88.93030	17.24050	0.5668
11	14.438	HB	0.1454	1.52848e4	1600.92529	97.4212
12	16.204	BV	0.1715	1.76232	1.28940e-1	0.0112
13	16.403	VB	0.1030	1.05188	1.37935e-1	6.704e-3
14	18.525	BB	0.1187	1.13628	1.26669e-1	7.242e-3

总量 : 1.56894e4 1658.00492

=====
*** 报告结束 ***

成都翰唯生物科技有限公司
www.pegptide.com